

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arvcf Per Wb, If/Icc, Elisa - 000192

Numero articolo: CM0023380

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ARVCF umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva gli ortologhi di topo e ratto. Adatto per ricerche sullo splicing alternativo e i meccanismi di adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARVCF Rabbit pAb
Note/Alias	ARVCF
Specie	Umana
GenelD (umano)	421
GenelD	421
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ARVCF umano (NP_001661.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O00192
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio