

Anticorpo Policlonale Anti-Arx Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Numero articolo: CM0020607

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARX umano, un fattore di trascrizione homeobox coinvolto nello sviluppo cerebrale e nella differenziazione delle cellule pancreatiche. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARX Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRXS1; ARX
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	170302
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500 e l'estremità C-terminale di ARX umano (NP_620689.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96Qs3
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio