

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asah1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

Numero articolo: CM0015225



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto all'acidoceramidasi umana (ASA1), offerto per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) e ELISA. Adatto per lo studio del metabolismo degli sfingolipidi e delle vie di segnalazione correlate alle ceramidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASA1 Rabbit pAb
Note/Alias	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	427
GeneID	427
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-389 della ASA1 umana (NP_001120977.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13510
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio