

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asah2 Per Wb, Elisa - Q9Nr71

Numero articolo: CM0012897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ASAH2 umano (ceramidasi neutra), validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Applicabile alla ricerca sulla segnalazione delle ceramidi, sul metabolismo degli sfingolipidi e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASAH2 Rabbit pAb
Note/Alias	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASAH2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	56624
ID del gene	56624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-340 di ASAH2 umano (NP_001137446.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR71
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio