

Anticorpo Policlonale Anti-Asap2 Per Wb - 043150

Numero articolo: CM0022113

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ASAP2 umano (DDEF2/PAG3). Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare e gli studi sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASAP2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8853
ID Gene	8853
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 dell'ASAP2 umano (NP_001128663)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O43150
Peso Proteico	112 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio