

Anticorpo Policlonale Anti-Asb13 Per Wb, Elisa - Q8Wxk3

Numero articolo: CM0015121

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ASB13 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. ASB13 è una componente di riconoscimento del substrato del ligasi E3 ubiquitina di tipo SCF, mediando la degradazione proteica. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASB13 pAb coniglio
Note/Alias	ASB13
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79754
Gene ID	79754
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-278 di ASB13 umano (NP_078977.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8W XK3
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio