

Anticorpo Policlonale Anti-Asb17 Per Wb, Elisa - Q8Vhp9

Numero articolo: CM0021669

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ASB17 (proteina 17 con ripetizioni ankyrina e dominio SOCS). Adatto per WB ed ELISA. Reagisce con specie umana e ratto. Peso proteico appross. 34 kDa. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASB17 pAb coniglio
Note/Alias	4933436O18Rik; ASB17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	66772
GeneID	66772
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 78-177 di ASB17 di topo (NP_080034.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8VHP9
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio