

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asb2 Per Wb E Elisa - Q96Q27

Numero articolo: CM0022811

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ASB2 umano, validato per WB e ELISA con reattività nell'uomo e nel ratto. Ideale per lo studio della degradazione mediata dall'ubiquitina nella ricerca cardiaca e ematopoietica. SWISS: Q96Q27.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASB2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ASB-2; ASB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51676
ID gene	51676
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 448-587 di ASB2 umano (NP_057234.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q96Q27
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio