

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Asb3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

Numero articolo: CM0023040

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ASB3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce ASB3 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASB3 pAb coniglio
Note/Alias	ASB-3; ASB3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51130
GenelD	51130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di ASB3 umano (NP_057199.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uso, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y575
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio