

Anticorpo Policlonale Anti-Asb4 Per Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Numero articolo: CM0024663

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ASB4 di alta qualità validato per IHC-P e ELISA. Riconosce ASB4 umano e murino, una E3 ligasi con dominio SOCS-box coinvolta nello sviluppo vascolare e nell'ubiquitinazione. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	ASB4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASB-4; ASB4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	51666
GeneID	51666
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ASB4 umano (NP_665879.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y574
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio