

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ascc1 Per Wb, Elisa - Q8N9N2

Numero articolo: CM0024522



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting ASCC1 umano (sottounità p50 del complesso ASC-1). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASCC1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51008
GeneID	51008
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di ASCC1 umano (NP_001185727.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N9N2
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio