

Anticorpo Policlonale Anti-Ascc2 Per Wb, Elisa - Q9H1I8

Numero articolo: CM0013786



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ASCC2 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sul controllo qualità dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASCC2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	p100; ASC1p100; ASCC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84164
GeneID	84164
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-757 di ASCC2 umano (NP_115580.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1I8
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio