

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ascl4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

Numero articolo: CM0006492

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ASCL4 di alta qualità per WB, IF/ICC ed ELISA. Specifico per ASCL4 umano, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo della pelle. Adatto per la ricerca in dermatologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-ASCL4
Note/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Specie	Umano
GeneID	121549 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di ASCL4 umano (NP_982260.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6XD76
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio