

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ascl4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Xd76

Numero articolo: CM0016351

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ASCL4 umano (bHLHa44), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo cutaneo e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASCL4 Rabbit pAb
Note/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	121549
GeneID	121549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di ASCL4 umano (NP_982260.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q6XD76
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante