


Anticorpo Monoclonale Anti-Asct2/Slc1A5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15758

Numero articolo: CM0006849



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'ASCT2/SLC1A5 umano (trasportatore di amminoacidi neutri B(0)), validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo della glutammina, il trasporto della D-serina e l'ingresso dei retrovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ASCT2/SLC1A5
Note/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Specie	Umana
ID gene (umano)	6510
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 483-541 dell'ASCT2/SLC1A5 umano (NP_005619.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15758
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio