


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Asc/Tms1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz3

Numero articolo: CM0007471



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ASC/TMS1 (PYCARD) umano per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adattatore chiave nella segnalazione dell'apoptosi e dell'inflammasoma. Adatto per studi di immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ASC/TMS1
Note/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	29108
ID del gene	29108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4-110 di ASC/TMS1 umano (NP_037390.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9ULZ3
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico