


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asc/Tms1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9ULZ3

Numero articolo: CM0023109



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano ASC/TMS1 (Q9ULZ3). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sull'infiammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASC/TMS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29108
GeneID	29108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 dell'ASC/TMS1 umano (NP_037390.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9ULZ3
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio