

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asf1B Per Wb, Elisa - Q9Nvp2

Numero articolo: CM0025871



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina chaperone dell'istone umana ASF1B (CIA-II), convalidato per WB e ELISA. Strumento chiave per la ricerca sull'assemblaggio della cromatina e la dinamica dei nucleosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ASF1B Rabbit pAb
Note/Alias	CIA-II; ASF1B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55723
GeneID	55723
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NVP2
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio