


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Asgr1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Numero articolo: CM0014510



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ASGR1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'endocitosi e l'ingresso di SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASGR1 Rabbit pAb
Alias/Note	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	432
GeneID	432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-291 di ASGR1 umano (NP_001662.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07306
Peso molecolare proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio