


Anticorpo Policlonale Anti-Asgr2 Per Wb, Elisa - P07307

Numero articolo: CM0018299



introduzione

L'anticorpo policlonale Anti-ASGR2 di CamelBio (coniglio) rileva l'ASGR2 umano, reagisce in modo crociato con topo e ratto ed è validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare l'endocitosi delle asialoglicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASGR2 Rabbit pAb
Note/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	433
GeneID	433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 131-287 dell'ASGR2 umano (NP_550435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P07307
Peso Proteico	35 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio