


Anticorpo Monoclonale Anti-Asgr2 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P07307

Numero articolo: CM0009915



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ASGR2 validato per WB, IF-P, ELISA. Mira al recettore 2 dell'asialoglicoproteina umano (HL-2, CLEC4H2), una lectina epatica che media l'endocitosi di glicoproteine desialilate. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ASGR2 Rabbit mAb
Note/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	433
GeneID	433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-311 di ASGR2 umano (NP_550435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07307
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio