


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asgr2 Per Wb, If-P, Elisa - P07307

Numero articolo: CM0029411



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ASGR2 umano (recettore dell'asialoglicoproteina 2), validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sull'endocitosi delle glicoproteine epatiche e sul targeting epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASGR2 Rabbit pAb
Note/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	433
GeneID	433
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 58-287 dell'ASGR2 umano (NP_550435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P07307
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio