

## Anticorpo Monoclonale Anti-Ash2L Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Ubl3

Numero articolo: CM0010668



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ASH2L umano (ASH2, Bre2). Riconosce umano, topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P ed ELISA. UniProt Q9UBL3.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ASH2L Rabbit mAb                                                                                                    |
| Note/Alias            | ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                               |
| GeneID (Umano)        | 9070                                                                                                                |
| GeneID                | 9070                                                                                                                |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 529-628 dell'ASH2L umano (Q9UBL3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                               |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                  |
| SWISS                 | Q9UBL3                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 69kDa                                                                                                               |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                  |