


Anticorpo Policlonale Anti-Asl Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Numero articolo: CM0025272



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ASL umano (argininosuccinato liasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo dell'urea e sul metabolismo dell'arginina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASL Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ASAL; ASL
Specie	Umana
GenelD (Umano)	435
GenelD	435
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 289-464 dell'ASL umano (NP_000039.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04424
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio