

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Asmt Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46597

Numero articolo: CM0027805



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-ASMT validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia l'acetilserotonina O-metiltransferasi, un enzima chiave nella biosintesi della melatonina. Ideale per la ricerca sulla ghiandola pineale e sui ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASMT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	438
ID Gene	438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-298 dell'ASMT umana (NP_001164510.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46597
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio