

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Asmtl Per Wb, Ip, Elisa - 095671

Numero articolo: CM0030186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ASMTL umano (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con essere umano e topo. Bersaglia l'enzima del metabolismo nucleotidico dTTP/UTP pirofosfatasi/metiltransferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASMTL Rabbit pAb
Annotazioni/alias	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8623
ID gene	8623
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 dell'ASMTL umano (NP_004183.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	095671
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio