

Anticorpo Policlonale Anti-Asna1 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43681

Numero articolo: CM0029443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ASNA1 umano (GET3/TRC40), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per lo studio della consegna di proteine tail-anchored e delle vie ER.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASNA1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
Specie	Umano
GeneID (Umano)	439
GeneID	439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-348 di ASNA1 umano (NP_004308.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43681
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio