

Anticorpo Monoclonale Anti-Asns Di Coniglio Per Wb, Elisa - P08243

Numero articolo: CM0002823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ASNS validato per WB ed ELISA. Reattivo crociato con umano, topo e ratto. Bersaglia l'asparagina sintetasi (P08243), una ligasi glutammina-dipendente essenziale per la biosintesi dell'asparagina e il controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASNS Rabbit mAb
Note/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	440
ID Gene	440
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 di ASNS umano (P08243).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio