

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asns Per Wb, If/Icc, Elisa - P08243

Numero articolo: CM0026251



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ASNS di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la biosintesi dell'asparagina e il controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ASNS Rabbit pAb
Note/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	440
GeneID	440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-561 di ASNS umano (NP_001664.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio