

Anti-Asns Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Numero articolo: CM0016742



introduzione

CamelBio offre anticorpo policlonale coniglio anti-ASNS validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglio asparagina sintetasi (P08243), coinvolta nella biosintesi dell'asparagina e nel controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASNS Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TS11, ASNSD, ASNS
Specie	Umano
GeneID (umano)	440
GeneID	440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 262-561 dell'ASNS umana (NP_001664.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio