


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aspa Per Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Numero articolo: CM0026158



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro aspartoacilasi (ASPA) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del metabolismo dell'N-acetilaspargato, il mantenimento della sostanza bianca e la malattia di Canavan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASPA coniglio pAb
Note/Alias	ASP; ACY2; ASPA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	443
GeneID	443
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 dell'ASPA umana (NP_001121557.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45381
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio