


Anticorpo Policlonale Anti-Asph Per If/Icc, Elisa - Q12797

Numero articolo: CM0030970



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce l'ASPH umano, noto anche come aspartato beta-idrossilasi. È adatto per immunofluorescenza (IF/ICC) e saggio immunoassorbente legato all'enzima (ELISA), e supporta la ricerca sulla segnalazione del calcio e le modifiche post-traduzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASPH Rabbit pAb
Note/Alias	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	444
GeneID	444
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 81-270 di ASPH umano (NP_001158227.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q12797
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio