


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aspscr1 (Tug) Per Wb, If/Icc, Ip - Q9Bze9

Numero articolo: CM0031001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ASPSCR1 (TUG) per Western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul traffico di GLUT4 e sulla segnalazione insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TUG/ASPSCR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	79058
GeneID	79058
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 284-553 di TUG/ASPSCR1 umano (NP_076988.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZE9
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio