


Anti-Ass1 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If-P, Elisa - P00966

Numero articolo: CM0010943



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ASS1 di alta qualità per applicazioni WB, IF-P ed ELISA. Cross-reattivo con ASS1 umano, murino e ratto; assiste negli studi sul ciclo dell'urea e sul metabolismo dell'arginina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASS1 Coniglio mAb
Note/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	445
Gene ID	445
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'ASS1 umano (P00966).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P00966
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio