

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Asun/Ints13 Per Wb, Elisa - Q9Nvm9

Numero articolo: CM0007394



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ASUN/INTS13 (subunità 13 del complesso Integrator), validato per WB e ELISA. Riconosce l'ASUN/INTS13 umano, un componente chiave del complesso integratore coinvolto nella terminazione della trascrizione e nella regolazione del ciclo cellulare. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASUN/INTS13 Rabbit mAb
Note / Alias	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
Specie	Umana
GenelD (Umana)	55726
GenelD	55726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di ASUN/INTS13 umano. (NP_060634.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NVM9
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio