


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dimetil-Asimmetrica Istona H3-R17 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000282



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla istona H3 dimetilata asimmetrica all'arginina 17 (H3R17me2a). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; prevista ampia cross-reattività. Componente principale del nucleosoma essenziale per la regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	pAb coniglio Dimetil-Asimmetrica Istona H3-R17
Osservazioni/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Dimetil-Asimmetrica Istona H3-R17
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo, ratto, altro (previsto ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio