

Anticorpo Monoclonale Anti-At1R/Agtr1 Per Wb, Elisa - P30556

Numero articolo: CM0010071



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'AT1R/AGTR1 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Rileva il recettore dell'angiotensina II di tipo 1, un GPCR coinvolto nella regolazione della pressione sanguigna e nell'ingresso virale. Ideale per la ricerca cardiovascolare e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AT1R/AGTR1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	185
GeneID	185
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'AT1R/AGTR1 umano (P30556).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30556
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio