

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-At1R/Agtr1 Per Wb, Elisa - P30556

Numero articolo: CM0017152



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AT1R/AGTR1 umano, adatto per western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Riconosce il recettore di tipo-1 per l'angiotensina II, un regolatore chiave della pressione sanguigna. ~41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AT1R/AGTR1 Rabbit pAb
Note/Alias	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	185
ID Gene	185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 294-388 di AT1R/AGTR1 umano (NP_114438.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30556
Peso Molecolare Proteina	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio