

Anticorpo Policlonale Anti-Atad3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7

Numero articolo: CM0029582

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ATAD3A umano, adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Validato per studi di biologia mitocondriale, inclusi l'organizzazione della rete e il metabolismo. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATAD3A Rabbit pAb
Note/Alias	ATAD3A; HAYOS; famiglia ATPasi; ATAD3A/B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55210
Gene ID	55210
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 dell'ATAD3A umano (NP_001164006.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVI7
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio