

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atad3A/Atad3B Per Wb, If/Icc E Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Numero articolo: CM0021642

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATAD3A e ATAD3B, validato per WB, IF/ICC e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sul metabolismo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATAD3A/ATAD3B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	55210/83858
GenelD	55210/83858
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso proteico	71/73 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio