

Anticorpo Monoclonale Anti-Atad3A/B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Numero articolo: CM0006637

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ATAD3A/B, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Essenziale per l'organizzazione della rete mitocondriale e il metabolismo; sovraespresso negli adenocarcinomi polmonari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATAD3A/B Rabbit mAb
Note/Alias	ATAD3A; HAYOS; famiglia ATPasi; ATAD3A/B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di ATAD3A/B umano. (NP_060658.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso Proteico	57kDa/66kDa/71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio