

Anticorpo Policlonale Anti-Atad3B Per Wb, Elisa - Q5T9A4

Numero articolo: CM0026639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting ATAD3B umano, validato per Western blot e ELISA. Questo anticorpo rileva una proteina della membrana mitocondriale interna da 73 kDa coinvolta nella biologia delle cellule staminali e del cancro, ideale per la ricerca sulla rete mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATAD3B Rabbit pAb
Note/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	83858
GeneID	83858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di ATAD3B umano (NP_114127.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q5T9A4
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio