


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Per Wb Ed Elisa - P54252

Numero articolo: CM0006632



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ataxina-3 (ATXN3), validato per Western blotting (WB) ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione, l'omeostasi proteica e la deubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Ataxina-3 (ATXN3)
Note/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4287
GeneID	4287
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-361 dell'Ataxina-3 umana (ATXN3) (NP_004984.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	P54252
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio