


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Per Wb, If/Icc, Elisa - P54252

Numero articolo: CM0014644



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Ataxin-3 umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con ATXN3 umana e murina, rivolta agli aminoacidi 1-361. Ideale per studi sulla neurodegenerazione, l'autofagia e l'omeostasi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ataxin-3 (ATXN3) Rabbit pAb
Note/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Specie	Umana
ID Gene	4287
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-361 dell'Ataxin-3 (ATXN3) umana (NP_004984.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P54252
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio