

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atf2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15336

Numero articolo: CM0004051



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia l'ATF2 umano (CREB-2), convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale e la risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATF2 Rabbit mAb
Note/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1386
ID gene	1386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-340 dell'ATF2 umano (NP_001871.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15336
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio