

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atf2 Per Wb, Ihc-P - P15336

Numero articolo: CM0015577



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ATF2 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina ATF2 umana, murina e di ratto (~55 kDa). Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sulla risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATF2 Rabbit pAb
Note/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1386
GeneID	1386
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di ATF2 umano (NP_001871.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P15336
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante