

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atf3 Per Wb - P18847

Numero articolo: CM0012090

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ATF3 validato per WB, IP, ChIP, ELISA. Mirato all'ATF3 umano (ID Gene 467), cross-reattività con il mouse. Immunogeno ricombinante (aa 1-77). Ideale per la ricerca sulla trascrizione e sullo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] ATF3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ATF3
Specie	Umano
GeneID (umano)	467
GeneID	467
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-77 dell'ATF3 umano (NP_001665.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P18847
Peso Proteico	12-21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio