

Anti-Atf3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P18847

Numero articolo: CM0019411

introduzione

Anti-ATF3 Coniglio Anticorpo Policlonale, validato per WB ed ELISA, reagisce con ATF3 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e sulla risposta allo stress. P18847.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATF3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ATF3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	467
Gene ID	467
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 dell'ATF3 umano (NP_001665.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P18847
Peso Proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio