

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18847

Numero articolo: CM0017091

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ATF3, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per studiare la regolazione trascrizionale indotta da stress. Reagisce in modo incrociato con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATF3 Rabbit pAb
Note/Alias	ATF3
Specie	Umano
ID Gene (umano)	467
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 di ATF3 umano (NP_001665.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P18847
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio