

Anti-Atf4 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Numero articolo: CM0019521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'ATF4 umano (CREB2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. ATF4 è un fattore di trascrizione chiave nella risposta allo stress cellulare e nel metabolismo. Ideale per la ricerca sullo stress del RE, stress ossidativo e sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATF4 coniglio pAb
Note/Alias	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	468
GeneID	468
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-351 dell'ATF4 umano (NP_001666.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18848
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio